


รายละเอียดการตั้งค่า		สรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนักยา 10 เม็ด (g.)	
T11	เครื่องตอก	ค่าน้ำหนัก Min.	1.490
PI-229	เครื่องชั่ง	ค่าน้ำหนัก Max.	1.509
MEMANTIA 10	ชื่อยา	ค่าน้ำหนัก Average	1.500
31191	Lot.	สรุปข้อมูลความหนาเม็ดยา (mm.)	
1.500	น้ำหนักตามทฤษฎี	ค่าความหนา Min.	3.62
1.460	Min	ค่าความหนาMax.	3.77
1.540	Max	ค่าความหนา Average	3.69
1.390	Min. ตามกฎหมาย		
1.610	Max. ตามกฎหมาย		
3.00%	เปอร์เซ็นต์เบี่ยงเบน		
3.40	Min.ความหนา		
3.80	Max.ความหนา		
สำลี	Username ที่ตั้งค่า		
สิริยาภรณ์	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า		
จบการผลิตโดย ชิตชนก วันที่ 20/06/2023, 04:35:53			

Remarks					
วันที่/เวลา	เหตุการณ์ที่เฝ้าการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
19/06/2023, 22:14:51	วันที่ 19/06/23 เวลา 20:00-21:00 พบปัญหาขี้น และหาและหนีบเมื่อ Plate ไม่ได้ร่นานสูงกว่า turret และ feed speed 50 rpm ซึ่งเล็ง plate ใหม่ หลังจากตั้งใหม่ทดลองเดินพบว่ายังขี้น			หลังจากแก้ไขได้มีการสั่งยาใหม่อีกครั้ง	จิตชนก

ข้อกำหนด (ต้องปรับน้ำหนักและชั่งซ้ำทันที)

- 1. มี 1 จุดตกนอก97หรือ103แต่ไม่เกิน95หรือ105
- 2. มี2จุดติดต่อกันระหว่าง97.0-97.5หรือ102.5-103.0
- 3. มี5จุดติดต่อกันด้านใดด้านหนึ่งของ 100



[illegible]

